

SOLARIS

Technische Daten: Solaris Goldbad supra für die Galvanotechnik

Eigenschaften	Wert
Dichte (g/cm ³)	19,3
Elastizitätsmodul (GPa)	80
Härte vor dem Brand (HV 0,1/15)	> 150
Härte nach dem Brand (HV 0,1/15)	30 - 35
Schmelzpunkt (°C)	1063
WAK – Wert 500 °C (10 ⁻⁶ K ⁻¹)	15,5
WAK – Wert 600 °C (10 ⁻⁶ K ⁻¹)	15,7
Goldgehalt (%)	99,9
Verblendbar mit Duceragold/- Duceragold Kiss Duceram Plus/- Duceram Kiss Cercon Ceram S	

