

Auftraggeber

Auftrag

Datum

Auftragsnummer

Versandart

Ceramco iC Materialien Presskeramik

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung	Menge
Pastenopaker			
D4200601	A1	2 ml	
D4200602	A2	2 ml	
D4200603	A3	2 ml	
D4200605	A3.5	2 ml	
D4200604	A4	2 ml	
D4200606	B1	2 ml	
D4200607	B2	2 ml	
D4200608	B3	2 ml	
D4200609	B4	2 ml	
D4200610	C1	2 ml	
D4200611	C2	2 ml	
D4200612	C3	2 ml	
D4200613	C4	2 ml	
D4200614	D2	2 ml	
D4200615	D3	2 ml	
D4200616	D4	2 ml	
D4200617	CC-000	2 ml	
D4200618	CC-001	2 ml	
D4200619	CC-002	2 ml	
D4200620	CC-003	2 ml	
D4200647	Reddish Pink	2 ml	

Pastenopaker Modifier

D4250701	Mod. White	3.5 ml	
D4250702	Mod. Violet	3.5 ml	
D4250703	Mod. Pink	3.5 ml	
D4250704	Mod. Burnt-O.	3.5 ml	
D4250705	Mod. Brown	3.5 ml	
D4250706	Mod. Gray	3.5 ml	

Pastenopaker Crystals

D4300207	Crystals Light	10 g	
D4961400	Collecting Bowl, Light		

Pastenopaker Korrektur

D4350301	Korr. White	15 g	
D4350307	Korr. Light	15 g	
D4350308	Korr. Medium	15 g	
D4350309	Korr. Dark	15 g	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung	Menge
Liquid			
D4011003	Malfarben- und Glasur		
	Liquid	100 ml	
D4010802	Die Sealer	14 ml	
D4010803	Die Release	14 ml	
D4011004	Mod. Liquid U	100 ml	

Glasur

D4050201	Glasur	10 g	
D4050601	Glasur Paste	2 ml	

Pellets D/E

D4781101	A1	5 x 2 g N	
D4781102	A2	5 x 2 g N	
D4781103	A3	5 x 2 g N	
D4781105	A3.5	5 x 2 g N	
D4781104	A4	5 x 2 g N	
D4781106	B1	5 x 2 g N	
D4781107	B2	5 x 2 g N	
D4781108	B3	5 x 2 g N	
D4781109	B4	5 x 2 g N	
D4781110	C1	5 x 2 g N	
D4781111	C2	5 x 2 g N	
D4781112	C3	5 x 2 g N	
D4781113	C4	5 x 2 g N	
D4781114	D2	5 x 2 g N	
D4781115	D3	5 x 2 g N	
D4781116	D4	5 x 2 g N	
D4781118	CC-001	5 x 2 g N	
D4781119	CC-002	5 x 2 g N	
D4781120	CC-003	5 x 2 g N	
D4781147	VS0	5 x 2 g N	
D4781148	VS1	5 x 2 g N	
D4781149	VS2	5 x 2 g N	
D4781150	VS3	5 x 2 g N	
D4781151	VS4	5 x 2 g N	
D4781152	VS5	5 x 2 g N	
D4831160	(Neutral) CC-OC1	5 x 2 g N	
D4831161	(Neutral) CC-O1	5 x 2 g N	
D4831162	(Neutral) CC-O2	5 x 2 g N	
D4831163	(Neutral) CC-O3	5 x 2 g N	
D4831164	(Neutral) CC-T1	5 x 2 g N	
D4831165	(Neutral) CC-T2	5 x 2 g N	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung	Menge
Dentinmalfarbe			
D4850101	A1	2 ml	
D4850102	A2	2 ml	
D4850103	A3	2 ml	
D4850105	A3.5	2 ml	
D4850104	A4	2 ml	
D4850106	B1	2 ml	
D4850107	B2	2 ml	
D4850108	B3	2 ml	
D4850109	B4	2 ml	
D4850110	C1	2 ml	
D4850111	C2	2 ml	
D4850112	C3	2 ml	
D4850113	C4	2 ml	
D4850114	D2	2 ml	
D4850115	D3	2 ml	
D4850116	D4	2 ml	
D4850118	SS-001	2 ml	
D4850119	SS-002	2 ml	
D4850120	SS-003	2 ml	

Schneidemalfarbe

D4850614	Extra Light	2 ml	
D4850615	Light	2 ml	
D4850616	Medium	2 ml	

Schultermassen

D4860301	PM1	15 g	
D4860302	PM2	15 g	
D4860303	PM3	15 g	
D4860304	PM4	15 g	
D4860305	PM5	15 g	
D4860306	PM6	15 g	
D4860307	PM7	15 g	
D4860308	PM8	15 g	
D4860309	SPM Orange-Brown	15 g	
D4860310	SPM Green-Brown	15 g	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung	Menge
Farbindikatoren			
D4881410	Dentin (A-D)		
D4881415	Malfarben		
Sortimente			
D4951402	All-Ceramic Trial Kit (A2, A3)		
D4951404	All-Ceramic Pressing Kit 10 Shade (A-D) + Zubehörkit gratis		
D4951405	Press To Metal Add-On Kit		
D4951428	All-Ceramic Inlay-Onlay Trial Kit (CC-T1, CC-T2)		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung	Menge
Multimax 450			
5365900004	Multimax 450 Fixpaste		
5365901004	Multimax 450 Manschette		
5365901304	Multimax 450 Tiefziehkappe		
5365901104	Multimax 450 Muffelset 4-tlg.		
5365902004	Multimax 450 Pressstempel		
5365909004	Multimax 450 Starter-Set Inhalt: 1x Muffelset 4-tlg., 1x 10 Tiefziehkappen, 1x 10 Pressstempel, 1x Fixpaste		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung	Menge
Zubehör			
D430301	DENTSPLY Presskeramik Einbettmasse		
D430302	DENTSPLY Presskeramik Einbettmassenflüssigkeit		
D430491	Ätzel und Neutralisator 100 ml		
5355560100	Pressstempelhalter		
5365902001	Pressstempel		
5365901002	Gummimanschetten f. 200g Muffel		
5365901102	Muffelformer f. 200g Muffel		

Übersicht zur Zuordnung der Pelletfarben

	Translucent Ingots im Vergleich zur Value Serie						Neutral Ingots	
Ceramco iC	VS0	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	CC-T1	CC-T2
Shade	Bleach	A1, B1, B2, C1	A2, A3, A3.5 B3, D3	C2, C3, C4, D2, D4	B4	A4	da höhere Transluzenz > dunklere Wirkung	da geringere Transluzenz > hellere Wirkung
	Inlay/Onlay/Verblendkrone						Veneer	

Presseempfehlung

	Vorwärmen	Anstieg	End- temperatur	Vakuum	Halten ohne Vakuum	Presszeit	Kühlen
Celsius	700	60	890	voll	20 min.	20 min.	0 min.
Fahrenheit	1292	108	1634	voll	20 min.	20 min.	0 min.

Ceramco iC ist auch in 3D-MASTER® Farben erhältlich.

VITA SYSTEM 3D-MASTER® ist eine eingetragene Marke der Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, 79704 Bad Säckingen