




Ganz. Schön. Robust.

Die innovative Verblendkeramik für den klassischen WAK-Bereich



Stabilität und Sicherheit

Kompromisslose Qualität
bei Material und Verarbeitung

Einfaches und schnelles Handling



Ganz. Schö

Dentine:

- 8x 20 g Dentine
(A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, C3, D3)
- 8x 20 g Color Dentine
(java, vanilla, creme, khaki, orange, camel, olive, taiga)
- 2x 20 g Gum Dentine
(Gum 1, Gum 2)
- 1x 20 g Bleach Dentin
- 3x 20 g Flu Dentine
(sunny, bright, creme)

Schneiden-Transpamassen:

- 3x 20 g Transpamassen
(T, TO, TC)
- 3x 20 g Schneiden
(light, medium, dark)
- 3x 20 g Naturalschneiden
(light, medium, dark)
- 4x 20 g Colorschneiden
(aquarius, smoke, ice blue, pacific)
- 4x 20 g Opalschneiden
(light, medium, cool, sun)

Schultermassen:

- 6x 20 g Schultermassen
(SM Flu, SM 1–5)

Glasur:


- 1x 20 g Glasur

Farbfächer:

- 7x Indikatoren

Korrekturmassen:

- 12x 20 g Repairmassen
(Opaker: vanilla, yellow, orange; Dentin, Schneide und Schultermasse jeweils in light, medium und dark)



n. Komplet.

Als Einzelbinde erhältlich

In 2 ml:

- alle Opaker (alle 16 V-Farben)

In 4 g:

- alle 10 Malfarben

In 20 g:

- alle Dentine (alle 16 V-Farben)
- alle im Koffer befindlichen Massen

In 75 g:

- alle Dentine
- alle Schneiden und Natural Schneiden
- alle Transmassen

Opakermassen:

- 8x 2 ml Pastenopaker (A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, C3, D3)
- 6x 2 ml Color-Opaker (Bleach, Gum, yellow, orange, violet, brown)
- 1x 2 ml Neutralmasse

Flüssigkeiten & Zubehör:


- 1x 15 ml Liquid SM
- 1x 15 ml Stain Liquid
- 1x 50 ml Liquid N
- 1x 50 ml Liquid S
- 2x 2 ml Pasten Fluids
- 1x Modellierpinsel
- 1x Pastenopakerpinsel

Malfarben:

- 10x 4 g Malfarben (white, dove blue, corn, orange, orange dark, vanilla, khaki, taiga, chestnut, black)

Streukristalle:


- 1x 10 g Streukristalle transparent





„Ganz. Schön. Robust. – wie ihre Jeans. Mit StarLight Ceram haben wir eine Keramik entwickelt, die in der Praxis beweist, dass eine leichte Verarbeitung und Ästhetik kein Widerspruch sind.“


ZTM Werner Gotsch
Keramikspezialist, Marktleuthen



„Mich überzeugt immer wieder die Brillanz dieser Keramikarbeiten. Und meine Patienten sind von der natürlichen Ästhetik begeistert. Für jede Praxis sind zufriedene Patienten die beste Werbung.“

Dr. Thomas Greßmann
Zahnarzt, biologische Medizin, Neudrossenfeld

StarLight Ceram® in der Praxis:



Ausgangssituation



Eingegliederte StarLight Ceram
Restauration



Detailansicht (im Inzisalbereich:
Color Dentine & Schneiden)

Ganz. Schön

StarLight Ceram

Eine Verblendkeramik. Viele Vorteile.

StarLight Ceram – die hochschmelzende Verblendkeramik aus dem Hause Dentsply.

- Innovatives Frittenherstellungsverfahren (HVC-Processing)*
- Neues, vereinfachtes Farbsystem durch hochchromatisch eingefärbte Dentine und reduziertes Schneidenkonzept (light, medium, dark)
- Kompromisslose Ästhetik durch natürliche und brennstabile Opaleszenz, Fluoreszenz und Transluzenz
- Überzeugend und sicher auch auf NE-Legierungen (z.B. StarLoy C)
- Flexible, steuerbare Opaker-temperaturen
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Hohe Standfestigkeit
- Glatte, homogene Oberfläche

* HVC-Processing

(HVC = High Vacuum Conditioned)

Durch das besondere Frittenkonditionierungsverfahren entsteht ein hochreines Keramikmaterial, das die Ausgangsbasis für StarLight Ceram bildet.



ön. Robust.

StarLight Ceram

Überzeugende Schichttechniken.

StarLight Ceram überzeugt sowohl in der Standard- als auch in der professionellen Schichttechnik.

Durch die fein aufeinander abgestimmten Opaker, Dentin- und Schneidmassen treffen Sie ganz leicht alle 16 V-Farben, unabhängig von der Schichtstärke. Darüber hinaus stehen Ihnen mit StarLight Ceram zwei verschiedene Schneidesysteme zur Verfügung. Die konventionelle Schneide ist weich und transparent. Sie ermöglicht die einfache Reproduktion der 16 V-Farben. Die Naturalschneide ist eine intensiv eingefärbte Schneidmasse, die das natürliche Farbspektrum der Schneide nachempfunden. Besonders hervorzuheben sind die speziell mit Zahntechnikermeister Werner Gotsch entwickelten Color Schneiden und Dentine.

Color Dentine

Die StarLight Ceram Color Dentine – leuchtkräftige, brillante Effektmassen, die sowohl für den Hals als auch für den Dentin- und Schneidebereich verwendet werden können. Die Color Dentine eignen sich besonders gut für die Gestaltung von Mamelons im Inzisalbereich und zur Darstellung altersspezifischer Abrasionsmerkmale.




Color Dentine für Abrasionsmerkmale. Verwendet wurden: camel, orange und taiga.

Color Schneiden und Color Dentin im Inzisalbereich. Folgende Massen wurden verwendet: java, vanilla, creme und khaki.

Color Schneiden

Die StarLight Ceram Color Schneiden wurden speziell für die individuelle Gestaltung im Inzisalbereich entwickelt. Der Einsatz der der Natur nachempfundenen unterschiedlichen Blautöne wird anhand der gezeigten Patientenfälle deutlich.



CS aquaria

CS ice lake

CS perle



StarLoy® C

Der ideale Partner für StarLight Ceram.

StarLoy C, die aufbrennfähige Cobalt-Chrom-Legierung, speziell entwickelt für die einfache und sichere Verarbeitung mit StarLight Ceram. Sie besitzt hervorragende mechanische Eigenschaften und zeichnet sich durch ein sehr gutes Gussverhalten aus. Dabei kommt ihr das niedrige Schmelzintervall zugute. Die Legierung StarLoy C hat einen WAK-Wert von 14,3 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25 – 600 °C).

StarLoy C entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN ISO 9693.

Die Vorteile von StarLoy C im Überblick:

- frei von Beryllium und Nickel
- sehr hohe Korrosionsstabilität
- leicht zu Vergießen und zu Polieren
- Kronen und Brücken jeder Spannweite für die Keramikverblendung
- Vollgusskronen und Vollgussbrücken
- Primärteile/Sekundärteile
- Implantatkonstruktionen
- Klebebrücken
- eigene Einbettmasse aus der Star-Familie (GoldStar®)
- helles Oxid
- niedriges Schmelzintervall



Überreicht durch:

www.dentsply-degudent.de

Weitere Informationen unter **06181-595927**
oder www.dentsply-degudent.de

DENTSPLY