

Verwendung von DeguDent Edelmetall - Legierungen


Einsatz unterschiedlicher Chargen

Im Zusammenhang mit dem Medizinproduktegesetz (MPG) und der Laborzertifizierung wird immer wieder über die Zulässigkeit der Verwendung unterschiedlicher Chargen einer Edelmetall - Legierung in einem Gießprozess diskutiert. Zu diesem Thema möchten wir hier informieren:


In zahlreichen Untersuchungen und Prüfungen unserer Forschung und Entwicklungsabteilung wurden stets die hervorragenden Eigenschaften beim Vergießen unserer Legierungen bestätigt. Diese positiven Eigenschaften bleiben auch erhalten, wenn von einer Edelmetall - Legierung unterschiedliche Chargen vergossen werden. Die Qualität wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

Einzigste Voraussetzung für das Vergießen von DeguDent Dentallegierungen ist die Beachtung der Gebrauchsanleitung und der Vorgaben des MPG durch das Dentallabor.

Zusammenfassend bestätigen wir hiermit, dass es keinerlei technische oder formale Einwände gegen die Verwendung unterschiedlicher Chargen einer Edelmetall - Legierung in einem Gießprozess gibt.



Dr. Udo Schusser
Leiter Forschung und Entwicklung



Dr. F.-J. Grau
Qualitätsbeauftragter