

## PRESSEINFORMATION

Ein Sortiment für sämtliche Indikationen

### **Neue Genios Frontzähne für einzigartig naturgetreue Ästhetik**

**17. Oktober 2014 – Künstliche Zähne sollen eine stimmige Funktionalität garantieren und gleichzeitig absolut natürlich aussehen. Genios Front- und Seitenzähne von DENTSPLY verbinden optimale Funktion und lebendige Ästhetik, gleichermaßen bei Totalprothese oder Kombiarbeit. Die bewährten Varianten werden jetzt durch Genios A Chic und Genios A Dynamic ergänzt – insgesamt zwölf neue Frontzahnformen. Damit lassen sich die Genios Garnituren für die unterschiedlichsten Anforderungen ideal miteinander kombinieren und sind uneingeschränkt für alle Indikationen geeignet.**

Die neuen Frontzahngarnituren Genios A Chic bestechen durch jugendlichere und weichere Schneiden, die ihnen eine herausragende Ästhetik verleihen. Die abrasiven Genios A Dynamic Frontzähne zeichnen sich durch eine besondere Alterungscharakteristik aus. Bei diesen Zahnformen muss die flache Eckzahnführung nicht mehr aufwendig eingeschliffen werden, weil sie durch die Prothesenzähne bereits vorbereitet ist.

Genios-Zähne werden auf der Grundlage eines besonders hochwertigen Materials hergestellt, das keine anorganischen

Füllstoffe enthält. Die hochvernetzten Co-Polymere des INPEN Werkstoffes (interpenetriertes Polymer-Netzwerk) sind für dessen außerordentliche Abrasionsfestigkeit verantwortlich. Deshalb sind Prothesen aus diesem Material sehr langlebig. Sie weisen eine äußerst geringe Plaqueaffinität, hohe Farbstabilität und optimale Verbundfestigkeit auf und sind zudem hervorragend craquelébeständig.

Durch ihre lebendig gestaltete Oberflächentextur und naturidentische Schichtung in fünf Farbzonen bieten Genios Frontzähne beste Voraussetzungen für eine individuelle Ästhetik. Sie lassen sich aufgrund ihrer vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten entsprechend den Bedürfnissen und Altersstufen der Patienten beliebig modifizieren. Zusätzlich bereichern jetzt Genios Chic und Genios Dynamic das bestehende Sortiment mit besonders natürlichen Formen.

Alle Genios Varianten zeichnen sich durch die interdentalen Verschlussleisten aus, die zur Unterstützung der roten und weißen Ästhetik beitragen. Damit lassen sich Papillen natürlich gestalten und schwarze Interdentalräume vermeiden.

Die neuen Genios Frontzahnformen sind ab sofort über den Dentalfachhandel erhältlich.



Genios Chic, jugendliche Charakteristik



Genios Dynamic, Alterungscharakteristik

Für weitere Informationen:

DeguDent GmbH  
Andreas Maier  
Postfach 1364  
D-63403 Hanau  
Tel.: +49-(0)6181-59-5703  
Fax: +49-(0)6181-59-5962  
E-Mail: andreas.maier@dentsply.com

Pressekontakt:

Dr. Kaschny PR GmbH  
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit  
Kapersburgweg 5  
D-61350 Bad Homburg  
Tel.: +49-(0)6172-68481-0  
Fax: +49-(0)6172-68481-60  
E-Mail: info@kaschnypr.de